

CONFORMATEUR NARINAIRE

Votre enfant va être opéré prochainement de sa fente labio-narinaire. En fin d'intervention, un conformateur narinaire en silicone sera mis en place. Il doit être porté pendant 2 à 4 mois selon les recommandations du chirurgien.

Il doit être retiré une fois par jour, de préférence le matin, pour être nettoyé. Plusieurs fois par jour, il faudra faire des lavages de nez au sérum physiologique directement dans les tubes du conformateur, au moins avant chaque prise alimentaire et plus si nécessaire. Ces soins vous seront expliqués lors de l'hospitalisation de votre enfant.

Si votre enfant est malade et/ou encombré, il peut être nécessaire de faire des lavages des fosses nasales plus fréquents et de retirer le conformateur pour le nettoyer plusieurs fois par jour.



Lors de la consultation post-opératoire, le chirurgien contrôlera la bonne tolérance du conformateur et la bonne évolution cicatricielle. Si des stéristrrips larges ont été mis sur le nez, ils seront retirés et le conformateur sera alors maintenu par un stéristrip fin sur la languette du bas, qui repose sur la lèvre supérieure.

